

## CARRO PARA ELETROCARDÍOGRAFO CP-100



Ideal para Clínicas, Consultórios, Pronto Socorro, Posto médico, Enfermaria, Centros Cirúrgicos e UTI.s

### Informações Técnicas

<b>Rodízios:</b>	2 rodízios de 4" com giro de 360° frontais com freios 2 rodízios de 4" com giro de 360° traseiros sem freios
<b>Mesa:</b>	Para o eletrocardiógrafo
<b>Cesta:</b>	1 cesta para acessórios
<b>Gabinete:</b>	Fabricado com chapas metálicas, montando em estrutura reforçada com acabamento em pintura a pó, de base plástica, texturizada, de alta resistência a abrasão, corrosão e impacto
<b>Dimensão:</b>	L 600mm X A 960mm X C 560mm
<b>Peso:</b>	Sem acessórios – 14 Kg