

MONITOR DE OXIMETRIA DE PULSO ACTIVE S



Monitor portátil de oximetria para uso adulto, infantil e neonatal;

- Monitoração de SpO₂ e frequência de pulso com curva pletismográfica;
- Gráfico de tendência de até 24 horas;
- Teclado de membrana de fácil operação;
- Display gráfico LCD com iluminação (CCFL);
- Alarmes audiovisuais com limites (mínimo e máximo) programáveis.
- Indicação audiovisual de pulso;
- Barra indicadora do nível de sinal captado;
- Gabinete plástico com alça para transporte;
- Opção de bateria interna recarregável.

DADOS TÉCNICOS GERAIS:

Peso: 2,5 Kg com acessórios na versão com bateria inclusa; **Alimentação:** 110/220 VAC (selecionável), através de conversor que acompanha o equipamento; **Consumo:** 6 W; **Traçado:** Contínuo; **Dimensões:** 110 mm altura, 255 mm largura, 210 mm profundidade; **Ajuste de volume:** desligado e níveis 1 ou 2; **Relógio interno:** dia/mês/ano e hora/min; **Ajuste de contraste do display**
OXIMETRIA

Resolução: 1%; **Faixa de medição:** 0 - 100%; **Precisão:** Faixa 100 - 70%, + -2% Faixa 69 - 60%, + - 3% Faixa < 60% não especificado; **Alarme:** Alto 51 a 100%, Baixo: 50 a 99%; **Sensores**
Compatíveis: Linha da Palco Labs.

FREQÜÊNCIA DE PULSO

Resolução: 1 batimento por minuto (BPM); **Faixa de medição:** 30 - 250 BPM; **Precisão:** 30 - 250, BPM + -2 BPM; **Alarme:** Alto 25 a 125 BPM Baixo: 125 a 300BPM.

ALARMES SONOROS E VISUAIS

Atraso entre a ocorrência do evento e o disparo do alarme: menor que 10 segs; Tecla suspende alarme por 45 seg.; Indicação de pulso ausente e sensor desconectado.

ACESSÓRIOS STANDARD: Sensor de oximetria universal; Conversor AC/DC; Manual de operação

VERSÕES ACTIVE S (Standard) ACTIVE BS (com bateria interna recarregável)

A Ecafix se reserva o direito de fazer qualquer alteração técnica sem aviso prévio.