



# CARDIOSERVICE<sup>®</sup>

## Desfibrilador DF-03

Modelo: **DF-03**

Marca: **Ecafix**

DEFIBRILADOR DF 03, portátil e compacto, dotado de alça e suporte de pás no próprio gabinete para facilitar o transporte. Sincronismo com monitor para cardioversão, indicação luminosa da onda "R".

TECLADO de membrana para seleção de energia e funções com indicação visual.

ESCALAS PARA SELEÇÃO DE CARGA 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulta.

PÁS: Possibilidade de uso de pás internas e externa, adulto e infantil, com seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto externo, adulto/infantil interno e infantil externo).

Teste das pás diretamente no equipamento com lâmpada néon para indicação do disparo.

TEMPO DE CARGA de 09 a 15 segundos dependendo da carga selecionada (norma IEC 601.2). Alimentação: Rede elétrica de 90/230 V, 50/60 Hz ou fonte externa de 12V.

Circuito anula carga automática que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou através de tecla no painel. Descarga acionada por rele selado a gás, para maior segurança e confiabilidade.

ACOMPANHA: 01 Cabo de força, 01 Cabo terra, 01 Fusível 3A com retardo, 01 Fusível 15A, 01 Jogo de pás externas adulto e 01 manual de instruções.

DIMENSÕES: 10,5 x 39,0 x 35,0, peso: 8,0 Kg.

Fabricação Nacional.

Posição Fiscal: 90.18.19.99.00.

**CARDIOSERVICE COM. IND. E SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ: 13.434.626/0001-58 - INSC. EST.: 25.485.637 - PP

Av. A.C.M., 4009 - Edf. Empire Center - Sl.205, CEP: 40.280-000 – PITUBA - SALVADOR - BAHIA

Tel.:(71)3431-1060 / Fax.:3431-3589 - e-mail: [vendas@cardioservice.com.br](mailto:vendas@cardioservice.com.br) – <http://www.cardioservice.com.br>