



# CARDIOSERVICE<sup>®</sup>

## Eletrcardiógrafo ECG-12

Modelo: **ECG-12**

Marca: **Ecafix**

ELETROCARDIÓGRAFO ECG-12, portátil, automático de 3 canais, com registro por impressora térmica de alta resolução, impressão nos modos Manual e Automático para as doze derivações padrão (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6).

Identificação das derivações, valor da frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação e campo para identificação do paciente impressos no papel.

Construído com tecnologia digital de processamento de sinais, possui circuito com amplificador de entrada isolada (entrada flutuante), protegido contra descarga de desfibrilador e bisturi elétrico, ajuste de ganho em 3 níveis (N/2, N, 2N), velocidade de registro de 25 ou 50 mm/s. Detecção de eletrodo solto, detecção e rejeição a pulsos de marcapasso na contagem da frequência cardíaca, filtros contra interferências de rede elétrica (60Hz) e tremor muscular (35Hz). Possui conector para entrada de sinal externo, possibilitando o registro de sinais de outro equipamento.

Alimentação por rede elétrica 110/220V, 50/60Hz com seleção automática, bateria interna recarregável e entrada externa de 12V para uso em ambulância.

Acompanha os seguintes acessórios: 01 Cabo de força tripolar, 01 Cabo paciente de 10 vias, 02 Fusíveis de 0.5A, 02 Fusíveis de 0.3A, 01 Fusível de 2A, 01 Rolo de papel 80 mm, 06 Eletrodos precordial de sucção, 04 Eletrodos de membro tipo clip e 01 Manual de instruções.

Peso: 2.4 kg, Dimensões: A 8.5, L 31, C 25 cm.

Fabricação Nacional.

Posição Fiscal:90.18.11.00

Registro ANVISA nº AM-10241560032 de 12 de fevereiro de 2004.

**CARDIOSERVICE COM. IND. E SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ: 13.434.626/0001-58 - INSC. EST.: 25.485.637 - PP

Av. A.C.M., 4009 - Edf. Empire Center - Sl.205, CEP: 40.280-000 - PITUBA - SALVADOR - BAHIA

Tel.:(71)3431-1060 / Fax.:3431-3589 - e-mail: [vendas@cardioservice.com.br](mailto:vendas@cardioservice.com.br) - <http://www.cardioservice.com.br>