



# CARDIOSERVICE<sup>®</sup>

## Eletrocardiógrafo ECG-6

Modelo: **ECG-6**

Marca: **Ecafix**

ELETROCARDIÓGRAFO ECG 6 portátil, de 1 canal, com registro por impressora térmica de alta resolução, impressão nos modos Manual e Automático para as sete derivações padrão (DI,DII,DIII,aVR,aVL,aVF,V1) com comando manual para as demais 5 derivações (V2,V3,V4,V5,V6).

Identificação das derivações, valor da frequência cardíaca e campo para identificação do paciente impressos no papel.

Construído com tecnologia digital de processamento de sinais, possui circuito com amplificador de entrada flutuante, protegido contra descarga de desfibrilador e eletrocautério, ajuste de ganho em 3 níveis (N/2, N, 2N), velocidade de registro de 25 ou 50 mm/s. Detecção de eletrodo solto, detecção e rejeição a pulsos de marcapasso na contagem da frequência cardíaca, filtros contra interferências de rede elétrica (60Hz) e tremor muscular (35Hz). Possui conector para entrada de sinal externo, possibilitando o registro de sinais de outro equipamento.

Alimentação por rede elétrica 110/220V, 50/60Hz com seleção automática, bateria interna recarregável e entrada externa de 12V para uso em ambulância.

Acompanha os seguintes acessórios: 01 Cabo de força tripolar, 01 Cabo paciente de 05 vias, 02 Fusíveis de 0.5A, 02 Fusíveis de 0.3A, 01 Fusível de 2A, 01 Rolo de papel 58mm/30m., 01 Eletrodo precordial de sucção, 04 Eletrodos de membro tipo clip e 01 Manual de instruções.

Dimensões: A 8.5, L 25, C 31 cm, Peso: 2.4 kg.

Fabricação Nacional.

Posição Fiscal:90.18.11.00 - Código Finame nº 0765171.

Registro ANVISA nº AM-10241560032 de 12 de fevereiro de 2004.

**CARDIOSERVICE COM. IND. E SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ: 13.434.626/0001-58 - INSC. EST.: 25.485.637 - PP

Av. A.C.M., 4009 - Edf. Empire Center - Sl.205, CEP: 40.280-000 - PITUBA - SALVADOR - BAHIA

Tel.:(71)3431-1060 / Fax.:3431-3589 - e-mail: [vendas@cardioservice.com.br](mailto:vendas@cardioservice.com.br) - <http://www.cardioservice.com.br>