



CARDIOSERVICE[®]

Oxímetro PM-50

Modelo: **PM-50**
Marca: **Mindray**

O **PM-50** é um oxímetro de pulso portátil, leve e fácil de manusear, ideal para monitoração de pacientes adultos, pediátricos e neonatais em qualquer ambiente ou situação: no hospital, durante o transporte em uma ambulância, em um consultório médico, entre outros.

Os parâmetros fisiológicos e informações do monitor são exibidos através de sua tela de LCD com fundo iluminado, que permite a visualização destes dados em ambientes com pouca luz.

Descrição Técnica

Dimensões: 140mm x 65mm x 31mm (larg. x alt. x prof.)
Peso: 159g (sem baterias)

Tipo de Bateria: 4 pilhas alcalinas pequenas (AA) ou 4 baterias recarregáveis pequenas (AA).
Autonomia: Aproximadamente 15 horas.

Classificação

Tipo de Proteção: BF, alimentada internamente a bateria.
Segurança: IEC60601-1, EM 865, ISO 14971.

Ambiente

Temperatura de Operação: 0 a 50° C.
Temperatura de Armazenamento: - 20 a 60° C.
Umidade de Operação: 15 a 95% umidade relativa.
Umidade de Armazenamento: 15 a 95% umidade relativa.

Tela

Tipo: LCD com iluminação de fundo (backlight)
Parâmetros: SpO₂, Frequência de pulso, Barra plestimográfica.
Informações Exibidas: ID do paciente, Indicador de armazenamento de dados, bateria fraca, erro.
Parâmetros de Oximetria (SpO₂)
Tipo de paciente: Adulto, pediátrico, neonatal.

CARDIOSERVICE COM. IND. E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 13.434.626/0001-58 - INSC. EST.: 25.485.637 - PP
Av. A.C.M., 4009 - Edf. Empire Center - Sl.205, CEP: 40.280-000 – PITUBA - SALVADOR - BAHIA
Tel.:(71)3431-1060 / Fax.:3431-3589 - e-mail: vendas@cardioservice.com.br – <http://www.cardioservice.com.br>



CARDIOSERVICE[®]

Faixa de Saturação de O₂ (SpO₂): 0 a 100%

Resolução: 1%

Precisão: \pm 2% (70 a 100%)

Faixa de Frequência de Pulso: 25 a 254 BPM

Resolução: 1 BPM.

Precisão: \pm 2 BPM.

Armazenamento de Dados

ID do Paciente: até 100 pacientes.

Registro de Medidas: até 200 registros

Saídas de Sistema

Porta de Comunicação: RS-232

Software: Gerenciamento de registros de medidas e impressão de dados através de um computador (opcional).

Acompanha: 01 Sensor universal tipo clip adulto.

Fabricante: Mindray

Número do registro na ANVISA: 80102510255.

CARDIOSERVICE COM. IND. E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 13.434.626/0001-58 - INSC. EST.: 25.485.637 - PP

Av. A.C.M., 4009 - Edf. Empire Center - Sl.205, CEP: 40.280-000 – PITUBA - SALVADOR - BAHIA

Tel.: (71)3431-1060 / Fax.: 3431-3589 - e-mail: vendas@cardioservice.com.br – <http://www.cardioservice.com.br>