



# CARDIOSERVICE<sup>®</sup>

## Carro de Emergência B-340I

Modelo: **B-340I**

Marca: **Biomaster**

### **Aplicação:**

O carro de Emergência B-340 da Biomaster foi projetado para uso em PRONTO-SOCORRO, CLÍNICA, UTI e CENTRO CIRÚRGICO. Produzido para atender as necessidades dos profissionais de saúde oferecendo praticidade, funcionamento e durabilidade com um design moderno e elegante.

### **Estrutura:**

Em chapa de aço reforçada (chapa 1,2mm) de aço inoxidável.

### **Gabinete:**

Em duas versões, com 04 ou 05 gavetas, com a frente em poliestireno moldado com design moderno, funcional e de alta resistência. Na versão de 04 gavetas possui 03 gavetas menores nas dimensões larg. x prof. x alt. (580x385x110)mm e 01 gavetão/compartilhamento com porta basculante para uso geral de (580x385x220)mm para acomodação de materiais de maior volume.

### **Gaveta para medicamentos:**

A primeira gaveta possui divisória de poliestireno branco com 24 compartimentos para acomodação de medicamentos.

### **Tampo/Mesa para Manipulação:**

Tampo do gabinete ou mesa dividido em duas partes moldadas em poliestireno com design moderno, funcional e de alta resistência. Tampo com duas partes projetadas para acomodação de um aparelho e de um outro para manipulação de medicamentos.

### **Trava com lacre:**

Travamento simultâneo de todas as gavetas através de um único lacre numerado. Acompanham 20 lacres sobressalentes. Dispomos de lacres para fornecimento avulso.

### **Rodízio:**

Quatro rodízios de 4" de diâmetro sendo que 2 dispõem de freios.

### **Opcionais: Variações de Projeto**

Por termos total autonomia sobre a produção deste equipamento, dispomos-nos a personalizar projetos em encomendas especiais para atendimento às necessidades específicas do cliente ou em atendimento as especificações de editais de licitações.

### **Acessórios Standard :**

Puxadores em termo plástico nos dois lados do carro.

Suporte de soro de altura regulável em aço inoxidável embutido no gabinete.

Suporte para cardioversor ou desfibrilador + monitor em duas versões: uma equipada com braço articulado, com bandeja giratória em 360 graus com trava por manipulo termoplástico, nas dimensões (460x365)mm. A outra versão de suporte oferece bandeja dupla não giratória nas dimensões (670x470)mm para instalação de cardioversor ou desfibrilador e um outro aparelho auxiliar como um monitor, por exemplo. Esta versão de suporte permite opcionalmente instalação de painel de gases com aspirador, nebulizador, umidificadores e outros conforme especificação do cliente. As dimensões do suporte

### **CARDIOSERVICE COM. IND. E SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ: 13.434.626/0001-58 - INSC. EST.: 25.485.637 - PP

Av. A.C.M., 4009 - Edf. Empire Center - Sl.205, CEP: 40.280-000 – PITUBA - SALVADOR - BAHIA

Tel.:(71)3431-1060 / Fax.:3431-3589 - e-mail: [vendas@cardioservice.com.br](mailto:vendas@cardioservice.com.br) – <http://www.cardioservice.com.br>



# CARDIOSERVICE<sup>®</sup>

podem ser alteradas a pedido do cliente a fim de atender as dimensões dos equipamentos que o cliente já possui.

Conjunto de tomadas tipo filtro de linhas com cinco saídas para ligação de aparelhos e cabo de extensão de 4 metros de comprimento.

Tábua de massagem cardíaca em acrílico cristal de 6mm de espessura com suporte para sua fixação.

Suporte para garrafa de oxigênio.

Pára-choque de borracha envolvendo todo o gabinete.

### **Acessórios opcionais:**

Lixeira de aço inoxidável.

Braço articulado com foco clínico.

Conjunto de baterias de 12 volts com respectivo carregador ou sistema no-break interno.

Adaptável a vários aparelhos para suprimento de energia elétrica em emergência.

### **Dimensões:**

Carro (larg. x prof. x alt.): (890 x 580 x 890)mm até o nível da tampa do gabinete considerando os rodízios mais pára-choque.

Gabinete (670 x 470 x 740)mm.

Equipamento de fabricação Nacional.

Número de na ANVISA: 80451179002.

**CARDIOSERVICE COM. IND. E SERVIÇOS LTDA.**

CNPJ: 13.434.626/0001-58 - INSC. EST.: 25.485.637 - PP

Av. A.C.M., 4009 - Edf. Empire Center - Sl.205, CEP: 40.280-000 – PITUBA - SALVADOR - BAHIA

Tel.:(71)3431-1060 / Fax.:3431-3589 - e-mail: [vendas@cardioservice.com.br](mailto:vendas@cardioservice.com.br) – <http://www.cardioservice.com.br>