



CARDIOSERVICE[®]

Ventilador VLP-2000

Modelo: **VLP-2000**

Marca: **Vent-Logos**

É um **ventilador** pulmonar mecânico com automatismo pneumático, com faixa de utilização do lactente ao adulto, ciclado a tempo, limitado a pressão e que utiliza um moderno conceito de ventilação denominado Pressure Control Ventilation (PCV).

O VLP-2000E foi desenvolvido para uso em emergência, resgate, transportes intra-hospitalar, extra-hospitalar, salas de recuperação pós-anestésica e ressonância magnética. Projetado para ser utilizado em qualquer faixa etária, do lactente ao adulto.

Especificações

- Possui apenas um controle: o de frequência respiratória.
- Consumo total de O₂ durante a ventilação de 2,5 litros/minuto.
- Não magnetizável, é utilizado no túnel de Ressonância Magnética.
- Possui sistema anti-asfixia.
- Possui inspiração manual que possibilita atuar na frequência e na relação I:E, facilitando a adaptação do paciente e permitindo sua utilização em procedimentos de ressuscitação cardio-pulmonar - RCP.

Acompanha o aparelho:

Traquéia com 60 cm de comprimento 22x22 mm;

Válvula sem reinalação;

Tubo flexível de 2,0 metros com rosca padrão para oxigênio;

Abraçador;

Bolsa de nylon;

Manual do usuário;

Certificado de garantia.

Características

Peso: 240 gramas

Dimensões: 145 x 35 mm (cilíndrico)

Registro na ANVISA nº 80015660001

CARDIOSERVICE COM. IND. E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 13.434.626/0001-58 - INSC. EST.: 25.485.637 - PP

Av. A.C.M., 4009 - Edf. Empire Center - Sl.205, CEP: 40.280-000 – PITUBA - SALVADOR - BAHIA

Tel.:(71)3431-1060 / Fax.:3431-3589 - e-mail: vendas@cardioservice.com.br – <http://www.cardioservice.com.br>