

Palpus¹™ SA210

Oxímetro de pulso portátil, para medição e monitorização da saturação de oxigênio (SpO₂) e frequência cardíaca (Pulso).

- Visor de LCD com retro iluminação, melhor visualização em variadas condições de luz
- Indicação de pulso, SpO₂, FC, bateria, sensor desconectado, alarmes, data/hora
- Alarmes visuais/sonoros, ajustáveis e programáveis
- Memória interna dos eventos e conexão USB para computador
- Software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos
- Alimentação através de pilhas AA ou baterias recarregáveis
- Sensor para pacientes adultos, pediátricos e recém-nascidos
- Certificado pelo INMETRO



Software e Cabo USB inclusos



Estojo

Sensores padrão Nellcor



Sensor adulto



Sensor pediátrico (opcional)



Sensor tipo Y (opcional)



Sensor tipo tubo (opcional)