

Sinais Vitais Automatizados

Com o BM1 da Bionet é possível medir os sinais vitais de forma automatizada, com leituras mais rápidas, mais confortáveis e mais confiáveis.



Pressão Arterial




Frequência cardíaca



Oximetria de pulso



Temperatura sem contato



Transferência via USB



Leitor de Código de Barras



BM1

- Medições da Pressão Arterial, Saturação de Oxigênio, Pulso (FC) e Temperatura
- Todos os sinais vitais em menos de 30 segundos com insuperável precisão
- Memória para 400 pacientes, permite revisões ou transferência das informações
- Leitura das informações do paciente através do leitor de código de barras
- Possibilita incluir manualmente informações adicionais do paciente
- Conectividade para integrar ao sistema de Prontuário Eletrônico
- Tela TFT LCD colorida de alta resolução
- Portátil, compacto e leve, apenas 1 kg
- Bateria de Lítio com autonomia de 4,5 horas de uso

Inigualável Mobilidade

Pode ser transportado através de sua alça acoplada ou pelo suporte com rodízios (opcional). Também poderá ser fixado na parede ou colocado sobre a mesa.

O BM1 poderá ser fixado junto ao corpo através do cinto, para pacientes que necessitam de monitoramento contínuo durante a locomoção.