


Eletrocardiografia Digital

Wincardio



LIFE CARD

Identidade Cardíaca –
segurança e fidelização
de seu paciente

O Life Card é um cartão que contém as informações da identidade cardíaca dos pacientes, inclusive com um batimento completo de cada derivação e um canal de ritmo. Por meio da utilização dessa ferramenta, qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações no caso de uma emergência.

- Filtros Digitais: 60 Hz, Variação da linha de Base e Muscular;
- Proteção contra descarga de desfibriladores;
- O sinal eletrocardiográfico é passado para o micro através da porta USB;
- Alimentação pela mesma porta USB;
- Possibilidade de acesso aos exames em rede local para agilizar o processo de laudagem e propiciar a economia de papel.